Juegos de Pesas **OIML**





Los juegos de pesas OIML incluyen un grupo completo de pesas de prueba que cumplen con los requisitos y normas de ensayo OIML. Las pesas E2 proporcionan un alto nivel de exactitud y son ideales para la calibración de balanzas analíticas y de precisión. Los pesas de clase M1 ofrecen un menor nivel de precisión, pero son asequibles e ideales para calibrar balanzas portátiles compactas y básculas de mesa.

Juego de pesas de acero inoxidable para la calibración que cumplen con los requisitos y normas de ensayo

Modelo	Clase	Densidad	Pesas Incluidas	Accesorios*
E1 1mg - 50g Juego de Pesas de Palibración	OIML E1	7.9 g/cm^3	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg	1, 2, 3, 4
E1 1mg - 100g Juego de Pesas de Palibración	OIML E1	7.9 g/cm^3	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg	1, 2, 3, 4
E1 1mg - 200g Juego de Pesas de Palibración	OIML E1	7.9 g/cm^3	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2),	1, 2, 3, 4
E2 1mg - 200g Juego de Pesas de Palibración	OIML E2	7.96 g/cm^3	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2), 500mg, 1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	1, 2, 3, 4
E2 1g - 200g Juego de Pesas de Palibración	OIML E2	7.96 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	1, 2, 3, 4
F1 1mg - 200g Juego de Pesas de Palibración	OIML F1	7.9 g/cm^3	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2), 500mg, 1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	3, 4
F1 1mg - 500g Juego de Pesas de Palibración	OIML F1	7.9 g/cm^3	1mg, 2mg(2), 5mg, 10mg, 20mg(2), 50mg, 100mg, 200mg(2), 500mg, 1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g	3, 4
F1 1g - 100g Juego de Pesas de Palibración	OIML F1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g	4
F1 1g - 200g Juego de Pesas de Palibración	OIML F1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	4
F1 1g - 500g Juego de Pesas de Palibración	OIML F1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g	4
F1 1g - 2kg Juego de Pesas de Palibración	OIML F1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g, 1kg, 2kg	4
M1 1g - 100g Juego de Pesas de Palibración	OIML M1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g	1, 2
M1 1g - 200g Juego de Pesas de Palibración	OIML M1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g	1, 2
M1 1g - 500g Juego de Pesas de Palibración	OIML M1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g	1, 2
M11g - 2kg Juego de Pesas de Palibración	OIML M1	7.9 g/cm^3	1g, 2g(2), 5g, 10g, 20g(2), 50g, 100g, 200g(2), 500g, 1kg, 2kg	1, 2

*Accesorios incluidos:

- 1. Pincel
- 2. Paño de limpieza
- 3. Pinzas
- 4. Guante de Algodón

Características

- Pesas de acero inoxidable para durabilidad y precisión
- Estuche de aluminio para almacenar las pesas con seguridad

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Suministrados por